

ROTINA DIÁRIA CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO

Código: UPA.CME. FORM.005

REVISÃO: 000

SETOR: CENTRAL DE MATERIAS E ESTERELIZAÇÃO

DATA DE ELABORAÇÃO: 01/2023

DATA DE REVISÃO: 01/2025

Página: 1/1

Data:	Turno:
Area limpa / arsenal:	Area suja:

Rotina do plantão	Sim	Não	Observação
Recebeu plantão com 10 capotes			
Passagem de plantao com 10 capotes			
Diurno fazer 30 compressas			
Noturno fazer 20 compressas			
Assepsia de bancadas e prateleiras (limpeza concorrente)			
Abastecimento das etiquetas			
Solicitado almoxarifado			
Organização do armario de tecidos / manta			
Sábado: solicitar limpeza terminal pela equipe de higienização hospitalar (piso, janelas, paredes)			
Domingo diurno: revalidar todos os materiais e limpeza terminal da autoclave			
Domingo noturno: realizar limpeza terminal de armarios bancadas e prateleiras. (expurgo e arsenal)			

Equipamentos	Funcionante	Não funcionante	Observações importantes
Autoclave			
Seladora de grau			
Ar condicionado			
Pias e torneiras			

Indicadores	Adequado	Não adequado	Observações importantes
Detergente enzimático (Diurno)			
Detergente enzimático (Noturno)			
Teste biológico			
Bowie Dickie			

Relatório / Observações: _____

(assinatura e carimbo) _____